

1627478 - Trocar thorax catheter - 40 cm - Ch 32 - 1 st



Beschrijving

De trocar-katheter wordt na de huidincisie in de pleurale ruimte ingebracht. Nadat de trocar is verwijderd, wordt het resterende deel van de katheter aangesloten op een thoraxdrainagesysteem.

Maten:

- De maten Ch 8, 10, 12 en 16 hebben een trechtvormig uiteinde.
- De maten Ch 20, 24, 28 en 32 hebben een glad uiteinde.

Beschikbaar in 2- en 3-oogs uitvoering

- 2-eye catheters: 8 Ch (24 cm), 10 Ch (24 cm), 12 Ch (24 cm)
- 3-eye catheters: 16 Ch (26 cm), 20 Ch (40 cm), 24 Ch (40 cm), 28 Ch (40 cm), 32 Ch (40 cm)

Specificaties

Merk	Dahlhausen
Samenstelling	PVC, PP, bariumsulfaat, trocar: aluminium (vanaf maat Ch 20), roestvrij staal (Ch 8-16)
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Veiligheidsnaald	Nee
Veiligheidsmechanisme	Nee
sku	1627478
Lengte	40 cm
Externe diameter	Ch 32
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk