

1600877 - Saturatiemeter PO3M



Beschrijving

De iHealth Air connected saturatiemeter is een hoogwaardig professioneel apparaat dat thuis en met uw smartphone (Android en iOS) kan worden gebruikt. SpO2- en hartslagmetingen zijn nuttig voor patiënten die lijden aan chronische ziekten zoals astma of COPD (chronische obstructieve longziekte), zodat ze sneller een idee krijgen hoe ernstig hun toestand is. U hoeft alleen maar uw vinger in de saturatiemeter te steken om uw vitale functies te controleren, die op het scherm worden weergegeven:

Voordelen

- Het zuurstofgehalte in uw bloed (SpO2): door het meten van het SpO2-niveau kunt u snel zuurstofgebrek vaststellen en vervolgens uw gedrag dienovereenkomstig aanpassen
- Uw hartslag
- Uw perfusie-index (op de app)

Technische gegevens

- Volg gegevens, grafieken en geschiedenis op in de iHealth MyVitals App
- Bluetooth 4.0 draadloze synchronisatie
- Deel uw medische gegevens met uw zorgverlener of familie
- Opladen via micro USB
- Veilige en gratis gegevensopslag

Specificaties

Merk	ihealth
Product afmetingen	B 33 cm, H 2.8 cm, L 62 cm
Gewicht product	0.042 kg
Type batterij	3.7V Li-ion, 300mAh
Geheugen	Nee
Bluetooth	Ja
Met snoer	Nee
LED kleurenscherm	Nee
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1600877
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk