

## 1601607 - Tilband Ergolet - Comfort Mesh - Hoofdsteun - 275 kg - M - met lussen - 1 st



### Beschrijving

De Universele Mesh-sling met hoofdsteun biedt uitstekende ondersteuning en comfort voor gebruikers die langere tijd in de sling moeten blijven, bijvoorbeeld in een rolstoel of bad- en douchestoel. Het flexibele, ademende materiaal past zich aan de lichaamsvorm aan, wat zorgt voor een comfortabele en veilige zitpositie. De kleurgecodeerde banden helpen de juiste sling te kiezen en de juiste lift te garanderen. Deze sling ondersteunt het volledige lichaam en hoofd, en is geschikt voor transfers van zit- of ligpositie naar bed, stoel of de vloer. De sling is beschikbaar in polyester en polyester-mesh, en is ideaal voor gebruik bij het baden.

#### Belangrijkste kenmerken:

- **Gebruiksgemak:** Voor het tillen van inactieve gebruikers die een hoge mate van ondersteuning en comfort nodig hebben en/of langere tijd in de sling moeten blijven vanwege pijn, contracturen, obesitas, enz. Het mesh-materiaal van de sling laat het lichaam ademen en, doordat het snel droogt, kan de sling ook als badsling worden gebruikt.
- **Functie:** Ondersteunt het gehele lichaam en hoofd. Het polyester-mesh zorgt ervoor dat het lichaam ademt.
- **Lift van en naar:** Zit-/half-zitpositie naar en van bijvoorbeeld bed, rolstoel/bad- en douchestoel en de vloer.
- **Compatibiliteit met spreidbalk:** 2-, 3- en 4-punts spreidbalk.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Ergolet
<b>sku</b>	1601607
<b>Hoofdsteun</b>	Ja
<b>Bevestiging tilbanden</b>	Lussen
<b>Maat</b>	M
<b>Materiaal</b>	Polyester Mesh
<b>Max. gewicht volwassene</b>	275 kg
<b>Type tilband</b>	Allround tilband
<b>Type verpakking</b>	Stuk