

1005286 - Maico MA25 - audiometer - 1 st



Beschrijving

Compacte maar zeer krachtige audiometer, MA25 is een audiometer met een ruim spectrum aan testmogelijkheden. De MA25 is ideaal voor gebruik eender waar dankzij het lichte model dat perfect in u hand past. Het is robuuste model neemt u dus makkelijk overal mee naartoe. Geeft een zuivere, warble toon (gepulseerd of continu).

- Audiometer voor geleiding van lucht
- 11 frequenties 125 Hz-8000 Hz
- Lichtgewicht, 980g
- Met 3 AAA-batterijen of voeding via een USB-kabel
- Inclusief Hughson Westlake talk forward en Maico sessie PC-software
- Kan worden verbonden met OtoAccess of Noah patiëntendatabase voor eenvoudig gegevensbeheer

Specificaties

Merk	maico
sku	1005286
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk