

1559273 - Surshield™ Versatus™-W - veiligheids I.V. katheter - 16G x 45 mm - grijs - 1 x 50 st



Beschrijving

De **Terumo** Surshield Versatus-W veiligheids I.V. katheters zijn gemaakt van hoogwaardige medische kwaliteit EFTE (recht) en FEP (recht) dat zeer zacht wordt bij lichaamstemperatuur en zo een hoog comfort biedt bij het inbrengen van de naald. Het passieve veiligheidsmechanisme van de Surshield Versatus-W katheters wordt met één hand geactiveerd. De naaldpunt is volledig ingekapseld om accidentele prikaccidenten en blootstelling aan bloed te voorkomen (morsen). De scherpe naaldpunt minimaliseert trauma aan het bloedvat tijdens het gebruik.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	SR+DS1645WX
Samenstelling	<ul style="list-style-type: none"> • Katheter: polyethuraan + BASO4 • Katheter hub: polypropyleen • Canule (interne naald) : roestvrij staal • Naald hub: acryl nitril butaan styreen • Luer-lock cap: polypropyleen • Filter ontluuchtingsfitting: polyethyleen • Behuizing ontluuchtingsfitting: acrylonitrill-butadien styreen • Protector: polyethyleen
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Veiligheidsmechanisme	Ja
Debiet	225 milliliter per minute
Interne diameter katheter	1.35 mm
Externe diameter katheter	1.75 mm
sku	1559273
Veiligheidsnaald	Ja
Afmeting	16G x 45 mm
Kleur	Grijs
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos