

1104359 - Seca 201 meetlint voor omtrekken - 0 tot 205 cm - 1 st



Beschrijving

Seca 201 meet de omtrek tot op de millimeter nauwkeurig. De hoogwaardige mechaniek garandeert dat het 205 cm lange lint gemakkelijk afrolt en precies in positie klikt. De behuizing ligt comfortabel en vast in de hand van de gebruiker en is voldoende sterk om bestand te zijn tegen per ongeluk laten vallen.

- Intrekbaar meetlint voor nauwkeurige lichaamsmeting.
- Metingen eenvoudig afleesbaar van schaalverdeling op zijkant.
- Handige bediening met één hand --#vastzetmechanisme op beginpunt van lint tot intrekking.
- Compact een gemakkelijke op te bergen

Specificaties

Merk	Seca
Telescopisch	Nee
Demonteerbaar	Nee
Connecteerbaar met weegschaal	Nee
sku	1104359
Gradatie meetlat	1 mm
Meetbereik	0 - 205 cm
Type meetlat	Meetlint
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk