

1603845 - BD™ Vacutainer® drukknop bloedafnameset - vlinder infusieset - 12" slanglengte (305 mm) - 21G x 3/4" - groen - 1 x 50 st



Beschrijving

BD™ Vacutainer® is een set om bloed af te nemen met een intraveneuze activering in enkelen seconden. De drukknop verwijdert de naald rechtstreeks uit de huid. Dit biedt een hoog niveau van verwondingen door de naald. De activering van het veiligheidsmechanisme met 1 hand maakt de set comfortabeler in gebruik.

Specificaties

Merk	BD
sku	1603845
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Veiligheidsmechanisme	Ja
Normeringen	EN ISO 13485
Bevel	Short 7°
Afmeting	21G x 3/4"
Kleur	Groen
Sterilisatie methode	Radiatie
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos