

## 1549488 - Relax abductiekussen - bi-tec - L 58 x B 58 x H 28 cm - 1 st



### Beschrijving

Het abductiekussen is een ideaal slaapkussen wanneer je benen in dezelfde houding moeten blijven liggen. Dit extra grote positioneringskussen heeft als unieke eigenschap dat het geschikt is voor gebruik in een rugligging en zijligging. Dit abductiekussen zorgt voor een vormvaste en comfortabele ondersteuning. Door het kussen tussen je beide bovenbenen net onder je kruis te plaatsen, kan je eenvoudig en comfortabel je benen spreiden.

Het abductiekussen wordt vaak gebruikt na een been-, knie- of heupoperatie. Het is ook uitermate geschikt als anti-decubituskussen, om doorliggen te voorkomen. Door het opstaande deel in het midden kunnen de knieën en benen niet tegen elkaar aan komen. Het heeft veel verschillende toepassingen en kan ook prima gebruikt worden voor de ondersteuning van knieën en benen. Ook biedt het kussen een solide oplossing om spierspasmen te voorkomen. De drukpunten worden weggenomen en de druk wordt gelijkmatig verdeeld. Hierdoor worden doorligwonden verholpen of vermeden en heeft de patiënt een beter comfort. Het kussen is brandvertragend.

## Specificaties

|                                     |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Merk</b>                         | Fico                                                                                                                                                 |
| <b>Product afmetingen</b>           | B 58 cm, H 28 cm, L 58 cm                                                                                                                            |
| <b>Samenstelling</b>                | Hoes: Bi-tec materiaal: 45% PE/ 55% PU, 190g/m <sup>2</sup> ,<br>Vulling: minipolystyreenkorrels - 35,9 kg/m <sup>3</sup> , korrelgrootte 0,9-1,18mm |
| <b>sku</b>                          | 1549488                                                                                                                                              |
| <b>Merk positioneringsmateriaal</b> | Relax                                                                                                                                                |
| <b>Wasbaar</b>                      | 40 °C                                                                                                                                                |
| <b>Type verpakking</b>              | Stuk                                                                                                                                                 |