

## 1546235 - Linido douchestoel met zachte zitting - wit - staal gecoat - 1 st



### Beschrijving

Korte douchezit van **Linido** zonder armsteunen en rugleuning is ideaal in kleine badkamers. De zachte zitting voorziet de gebruiker van een hoger comfort. De douchezit kan na gebruik vlot worden dichtgeklapt, zo wordt er bewegingsruimte vrij gemaakt. Kan heel vlot en veilig gemonteerd worden aan de wand.

## Specificaties

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Merk</b>                      | Linido          |
| <b>SKU leverancier</b>           | LI2221.0211-02  |
| <b>Armsteunen</b>                | Nee             |
| <b>Rugleuning</b>                | Nee             |
| <b>Opklapbaar</b>                | Ja              |
| <b>Zitdiepte</b>                 | 41.5 cm         |
| <b>Zitbreedte</b>                | 45 cm           |
| <b>Samenstelling</b>             | Staal gecoat    |
| <b>sku</b>                       | 1546235         |
| <b>Categorie douchezittingen</b> | Douchezittingen |
| <b>Kleur</b>                     | Wit             |
| <b>Max. gebruikersgewicht</b>    | 150 kg          |
| <b>Type verpakking</b>           | Stuk            |