

1575638 - NC5 - Vital Signs Monitor



Beschrijving

Toepasbaar op ambulante, nood- en algemene afdelingen. Als spot check monitor en permanente monitor. In staat om NIBP, SpO2, ECG, oortemperatuur af te nemen. Eenvoudig en compact design, de perfecte combinatie van technologie en esthetiek.

Spot Check Mode:

Toepasbaar op de polikliniek en spoedeisende hulpafdeling voor snelle meting van fysiologische parameters. Het aangepaste systeem voor vroegtijdige waarschuwing (MEWS) kan worden gebruikt als referentie voor diagnose en dispositie van de patiënt, waardoor het eenvoudig en effectief is.

Monitoringmodus:

Te gebruiken als een bed monitor in algemene afdelingen om de fysiologische parameters van de patiënt te meten (NIBP, SpO2, ECG, enz.) in real time.

ECG-Metingssysteem:

De snelle ECG-meting vereenvoudigt de werking van het zorgpersoneel.

Specificaties

Merk	comen
Normeringen	ISO 13485:2016
sku	1575638
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIb
Type verpakking	Stuk