

## 1610028 - Keiser A400 Hip Abductor



### Beschrijving

De **Keiser A400 Heup Abductie en Unilaterale Adductie** machines bieden geavanceerde revalidatie- en krachttrainingsmogelijkheden dankzij de gepatenteerde **Pure Resistance Technology™ (PRT)** – effectiever dan traditionele gewichten bij zowel lage als hoge bewegingsnelheden.

Ideaal voor **fysiotherapeuten, ziekenhuizen, revalidatiecentra en topsportomgevingen**, maakt de A400-serie zowel **isometrische als excentrische overloadtraining** mogelijk, met één druk op de knop aanpasbaar op basis van realtime feedback van de patiënt.

#### Belangrijkste kenmerken & voordelen:

- **Pure Resistance Technology™** – Effectiever bij hoge snelheid voor kracht en explosiviteit; net zo effectief bij lage snelheid voor spieropbouw.
- **Pneumatische weerstand** – Soepele, gewrichtsvriendelijke weerstand, ideaal voor postoperatieve revalidatie en ouderen.
- **Unilaterale beweging** – Traint beide benen afzonderlijk, bevordert symmetrische spierontwikkeling en voorkomt compensatie door de sterkere zijde.
- **Isometrische & excentrische overload** – Verhoog de weerstand tijdens of na een beweging voor gerichte spierprikkelers.
- **Laag-inertie ontwerp** – Minimaliseert schokbelasting, beschermt gewrichten en bindweefsel.
- **Realtime digitale feedback** – Grote schermen tonen weerstand en herhalingen; volledige integratie met de **Keiser Metrics App** voor datagestuurde training.
- **Functioneel weerstandsbereik** – Breed instelbaar voor elke gebruiker, van revalidatiepatiënt tot topsporter.

#### Toepassingen:

- Revalidatie van heup- en liesblessures
- Krachtopbouw na operaties (zoals heupvervangings of kruisbandherstel)
- Mobiliteitstraining voor ouderen

- Prestatiegerichte krachttraining
- Correctie van balans- en looppatronen

**Verbeter revalidatieresultaten en sportprestaties met de Keiser A400 – de professionele keuze voor nauwkeurige, pneumatische onderlichaamstraining.**

## Specificaties

<b>Merk</b>	Keiser
<b>Product afmetingen</b>	B 124 cm, H 124 cm
<b>Gewicht product</b>	87 kg
<b>sku</b>	1610028
<b>Weerstand</b>	0 - 160 kg
<b>Type verpakking</b>	Stuk