

**1621960 - ECG elektroden - resting - solid - baby/pediatric - 30 mm  
- 40x50 st**



## Beschrijving

Deze elektroden zijn ideaal voor het nemen van rust ECG's. Het polyethyleen schuim wordt gekenmerkt door zijn lichtheid, elasticiteit, duurzaamheid en zijn waterafstotende eigenschap. Het schuim is gecoat met een acrylaatlijm voor een goede hechting.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Sorimex
<b>sku</b>	1621960
<b>Normeringen</b>	ISO 13485:2016-04
<b>Radio opaque</b>	Ja
<b>Basismateriaal</b>	Polyethyleenschuim
<b>Gelsoort</b>	Solid gel
<b>Materiaal drukknop aansluiting</b>	Inox
<b>Shelflife</b>	3 jaar
<b>Toepassing</b>	Resting tests
<b>Doelgroep</b>	Baby
<b>Maat</b>	30 mm
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Doos