

1610024 - Keiser A400 Triceps



Beschrijving

De **A400 Triceps Pro** is een unilateraal krachttoestel dat specifiek is ontworpen voor het versterken van de triceps met behulp van **Pure Resistance Technology™ (PRT)**. In tegenstelling tot traditionele toestellen met ijzergewichten, levert dit toestel **vloeiende luchtweerstand zonder traagheid**, wat de belasting op **gewrichten en bindweefsel minimaliseert** en het risico op blessures aanzienlijk verlaagt.

Slimme weerstand en progressie op maat

- **Precieze weerstandsinstelling** – volledig afgestemd op jouw trainingsdoelen
- **Microprogressie in 1-ponds stappen** – voor continue spieruitdaging
- **Ideaal voor revalidatie** – lage startweerstand maakt hersteltraining mogelijk
- **Effectief bij kracht én snelheidstraining** – snelle herhalingen met lage belasting

Unilateraal ontwerp voor spierbalans

Door de **onafhankelijke armbewegingen** wordt voorkomen dat de dominante zijde het werk overneemt van de zwakkere, wat zorgt voor **symmetrische spierontwikkeling**. De natuurlijke dipbeweging wordt nagebootst, wat zorgt voor **functionele krachttoename** in echte bewegingen.

Belangrijkste kenmerken:

- **Unilaterale beweging** – elk lidmaat wordt afzonderlijk getraind
- **Keiser Dynamic Variable Resistance (DVR)** – past zich dynamisch aan
- **Breed weerstandsbereik** – van lichte revalidatie tot intensieve krachttraining
- **Grote digitale displays** – tonen weerstand en herhalingen in real-time
- **Compatibel met Keiser Metrics App** – voor datagestuurde trainingsanalyse
- **Geschikt voor elk niveau** – van beginner tot topsporter

Toepassingen:

Ideaal voor **krachttraining, sportrevalidatie en spierbalanscorrectie**, met een unieke, veilige en effectieve trainingsservaring.

Specificaties

Merk	Keiser
Product afmetingen	B 71 cm, H 158 cm
Gewicht product	77 kg
sku	1610024
Weerstand	0 - 283 kg
Type verpakking	Stuk