

1543069 - Rugpons gebogen - 77 cm - 1 st



Beschrijving

De vorm van de badspons maakt effectief gebruik van de kracht van de schouders, armen en handen. De gebogen badspons maakt het mogelijk om heel de rug te bereiken. Het ergonomische design maakt het makkelijker om alle delen van het lichaam te bereiken. De vervangbare spons wast effectief zonder water te absorberen: daardoor blijft de badspons licht en in evenwicht zelfs wanneer ze nat is.

Specificaties

Merk	Etac
SKU leverancier	E80210080
Armlengte spons	77 cm
Samenstelling	Polypropyleen en TPE
sku	1543069
Kleur	Blauw
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk