

## 1533299 - Benjamin ComfyNest set - nest L - 1 st



### Beschrijving

Het ComfyNest en de bijbehorende accessoires zijn ontwikkeld om de premature baby of de baby met een laag geboortegewicht in verschillende houdingen te positioneren, ondersteunen en beperken. De ComfyNest, ComfyPillow, ComfyStar en ComfyKiss kunnen een individueel of als set gebruikt worden. Voor een optimale positionering raden we het gebruik van alle vier onderstaande producten aan. De volledige set bestaat uit Comfynest, Comfypillow, Comfystar en Comfykiss

Het ComfyNest is beschikbaar in twee maten: Small (500 - 1500 gram) en Large (1500 - 2500 gram).

### Specificaties

<b>Merk</b>	Benjamin Care
<b>SKU leverancier</b>	BCN-001-000_L
<b>sku</b>	1533299
<b>Maat</b>	L
<b>Type verpakking</b>	Stuk