

## 1622316 - Flip-flo™ katheter ventiel - met latex connector - 180° - 5 st



### Beschrijving

Flip-flo™ katheter met ventiel is geschikt voor een breed doelpubliek. Waaronder patiënten die urethale of suprapubische katheter gebruiken. Bij het gebruik vanaf het begin kan de Flip-Flo katheter ventiel helpen de blaastonuss en -capaciteit te behouden. De spoelactie kan ook het risico op verstopping verminderen.

### Specificaties

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Bard Medical                |
| <b>sku</b>                  | 1622316                     |
| <b>Steriel</b>              | Ja                          |
| <b>Latex vrij</b>           | Nee                         |
| <b>Kleur</b>                | Geel                        |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDD - 93/42/EEC - Klasse Is |
| <b>Type verpakking</b>      | Doos                        |