

1005806 - Bistouriheft nr 4 - voor mesjes nrs 20 tot 26 - 1 st



Beschrijving

Deze bistourihouder van **Swann Morton** omvat ergonomisch ontworpen roestvrijstalen met gladde taps toelopende achthoekig lichaam dat precieze vingertopbediening biedt.

De houder bevat een maatverdeling op de achterzijde als hulp bij opleiding, markering van de juiste operatieplaats en onderzoek naar traumaletsel.

Specificaties

Merk	Swann Morton
Steriel	Ja
Samenstelling	Roestvrij staal
sku	1005806
Normeringen	ISO 13485:2016
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk