

1546412 - Linido bevestigingsset ergogrip 2611 - 1 st

4x



Beschrijving

Voor wandmontage van de wandbeugels Ergogrip, bestaande uit:

- 4 x Fischer UX 8 pluggen
- 4 x Houtdraadbout 6 x 60 mm rvs A2
- 4 x Sluitring M8 DIN 125, rvs A2

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2807.0000-00
sku	1546412
Categorie wandbeugels	Toebehoren wandbeugels
Type verpakking	Stuk