

1560744 - Onderzoekstafel BasiX 3 Elite - elektrisch - Fresh bekleding - 1 st



Beschrijving

De **BasiX 3** van **Wesseling** is een zeer veelzijdige tafel. Door de tafel uit te rusten met een neusgat en rondomschakeling is de tafel uitermate geschikt voor de fysiotherapie. Als er is gekozen voor de Flex dan is de tafel uitgerust met twee gasveren onder het middendeel waardoor de zogenaamde pli-stand bereikt kan worden. Door de vlakverdeling zit of ligt de patiënt altijd in een comfortabele houding tijdens de behandeling. Daarnaast zorgt de hoogste stand van 115cm ervoor dat iedereen een ergonomische werkvlak kan creëren.

Specificaties

Merk	Wesseling
Product afmetingen	B 64 cm, L 200 cm
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Hoogte	45-115 cm
Papierrolhouder inbegrepen	Nee
Hefvermogen	225 kg
Tijdsduur hoogteverstelling	40 s
sku	1560744
Aantal delen	3-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Standaard hoogtebediening	Voetschakelaar
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk