

1002323 - Aspiratietoestel New Aspiret - 1 st



Beschrijving

De **Cami** New Aspiret is een aspirator voor medische toepassingen die werkt op 230V ~ / 50 Hz netspanning en kan gebruikt worden voor neusaspiratie, orale aspiratie, tracheale aspiratie van lichaamsvloeistoffen (slijm, catarre of bloed) zowel bij volwassenen als bij kinderen. Dankzij deze kenmerken en de rating die het heeft, is de aspirator Cami New Aspiret bijzonder geschikt voor gebruik in het hospitaal, bij patiënten met een tracheotomie, voor kleine chirurgische ingrepen en voor postoperatieve therapie thuis. Aspiratie unit Cami New Aspiret is ontworpen voor continu gebruik en uitgerust met vacuümregelaar en -indicator op het bedieningsdisplay.

Specificaties

Merk	Cami
Max. airflow	15 L/m
Volume bokaal	1000 ml
Normeringen	EN 60601-1-11 and carries IP21 degree of protection
sku	1002323
Soortgelijke producten	Ja
Alimentatie	Netstroom
Type container	Autoclaveerbare container
Type verpakking	Stuk