

1560484 - CARE MED-730 - loopband met verstelbare zijbaren (Med Line)



Beschrijving

Motorvermogen:

De MED-730 loopband heeft een 4.0HP AC motor die zorgt voor een comfortabele rit en uw sessie efficiënter maakt.

- Stille 4,0 pk motor
- Snelheid van 0,2 tot 14 km/u, ideaal voor wandelen, hardlopen.

Computer:

MED-730 heeft een console met 14 geïntegreerde functies, programma's toegankelijk in enkele seconden. De MED-730 loopband heeft de volgende functies:

- Tijd: De verstreken tijd van de sessie in minuten en seconden
- Afstand: Afgelegde afstand tijdens elke sessie
- Snelheid: Weergave van de huidige snelheid in km/h
- Calorieën: Schatting van verbrande calorieën
- Hartslag: De meter toont uw hartslag in slagen per minuut (BPM)

Comfort :

MED-730 is een loopband die zowel comfortabel als ergonomisch is, zodat u goed kunt oefenen en gemakkelijk kunt opbergen:

- Loopoppervlak 145 x 50 cm
- Wielen voor eenvoudige verplaatsing
- Werkt op een stopcontact met standaard transformator
- Grote stabiliteit met zijn 135 KG
- Gemonteerde afmetingen: 180 x 90 x 135 cm

Specificaties

Merk	Care Fitness
sku	1560484
Max. gewicht volwassene	150 kg
Type verpakking	Stuk