

1543453 - FM 150 Compressie massage apparaat voor benen - 1 st



Beschrijving

Vermoeide en zware benen kunnen worden verlicht met de beencompressiemassager. Het verbetert de bloedcirculatie en verlicht spanning. De beenmanchetten worden afwisselend opgeblazen, de luchtkussens worden snel weer geleegd met behulp van de leegloopfunctie. Het compressie apparaat wordt eenvoudig bediend met de handmatige bedieningsschakelaar dat een veelzijdige toepassing heeft voor thuis en onderweg.

Voordelen

- Met timerfunctie voor 10/20/30 min
- Met veiligheidsknop STOP
- Individuele aanpassing van beide beenmanchetten met klittenband
- 4 x 1,5 V AA batterijen

Specificaties

Merk	Beurer
SKU leverancier	64325
sku	1543453
Aantal functies	2
Vermogen	3 W
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk