

1601963 - WelchAllyn connex® spot monitor csm 7500 nibp masimo® spo2 rrp pro 6000 eu plug



Beschrijving

Een intelligente 360°-oplossing voor vitale waarden

Onze complete oplossing voor vitale waarden (een 360°-oplossing) is ontworpen om u te helpen vitale waarden efficiënt te beheren, waardoor de patiëntenzorg en de tevredenheid van het personeel worden verbeterd.

Ontdek uitgebreide bewaking, van het vastleggen van vitale waarden tot Early Warning Scores en intervalbewaking, in een eenvoudige, veilige, verbonden oplossing.

Help de productiviteit en de resultaten van patiënten te verbeteren door in minder dan een minuut een volledige set vitale waarden vast te leggen. Met een gebruiksvriendelijk, levendig aanraakscherm biedt de Connex® Spot monitor de nauwkeurige metingen van vitale waarden die u nodig hebt, inclusief bloeddrukmeting, aangepaste scores en steekproef of intervalbewaking. En met een veilige EMR connectiviteit kunt u vitale waarden rechtstreeks vanaf de zorgplek naar de status van een patiënt sturen, waardoor de handmatige invoer van gegevens wordt verminderd om fouten te minimaliseren, zodat u meer tijd met uw patiënten kunt doorbrengen.

Functies:

- Meet de bloeddruk in slechts 15 seconden met SureBP® technologie
- Zorg voor nauwkeurige hypertensiedetectie met BP middeling
- Leg pulsoximetrie vast met Masimo®, Nellcor® of Nonin® SpO2
- Controleer steekproefsgewijs de ademhalingsfrequentie met de Masimo® RRP® technologie
- Maak verbinding met uw EMR via WiFi®, Ethernet
- Help tekenen van verslechtering van de toestand van de patiënt te identificeren met geautomatiseerde Early Warning Scores (vroegtijdige signaleringsscores)
- Draadloze EMR verbinding

Specificaties

Merk	WelchAllyn
sku	1601963
Type verpakking	Stuk