

1560595 - ITENSIC - Hip Adductor



Beschrijving

Itensic apparaten zorgen voor de activatie van de diepe rugspieren, die vaak moeilijk te trainen zijn. Itensic training zorgt voor kracht, uithoudingsvermogen en stabiliteit van het lichaam.

In tegenstelling tot conventionele bodybuilding apparatuur, is er met Itensic geen compensatie! De weerstand van de belasting wordt aangepast aan het lichaamsgewicht via zeven verschillende aanpassingsopties.

Kenmerken

- Diepe spiertraining zonder compensatie
- Geen extra belasting vereist
- De hoek van de zitpositie bepaalt de intensiteit van de belasting
- Concept met 5 apparaten voor het trainen van de rompspieren
- Weinig instellingen en gemakkelijke en directe toegang
- Heupadductoren
- Bekkenkussen: De bekkenbevestiging kan individueel worden aangepast
- Gewicht aanpassen: Verhoogde belasting tot 50 kg gewicht indien nodig

Specificaties

Merk	Proxomed
sku	1560595
Max. gewicht volwassene	130 kg
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk