

1625153 - Set Praxis 3 met elektrische rugkleuning - elektrisch met dubbele handschakelaar - incl. Papierrolhouder, Nekkussen, Tabouret Saar - 70 cm - kleur Fresh



Beschrijving

De **Praxis 3 behandeltafel** met elektrische rugleuning (RAL9010) is een complete en veelzijdige oplossing voor professionele praktijken. Dankzij de dubbele handschakelaar en een werkbreedte van 70 cm biedt deze tafel optimaal comfort en gebruiksgemak tijdens behandelingen. De Fresh-kleur geeft de tafel een moderne en frisse uitstraling.

Deze complete set bestaat uit:

- **Praxis 3 behandeltafel** – elektrisch verstelbaar, met dubbele handschakelaar, rugleuning en werkbreedte van 70 cm, uitgevoerd in RAL9010 (Fresh kleur)
- **Netsnoer Linak EU** – betrouwbare aansluiting voor veilig gebruik
- **Papierrolhouder Elite/Premium RAL9010** – hygiënisch en eenvoudig in gebruik
- **Nekkussen groot** – met elastische band en klittenbandsluiting, voor extra comfort van de patiënt
- **Tabouret Saar Middelhoog** – comfortabele werkkring die mobiliteit en ergonomie ondersteunt

Belangrijkste voordelen:

- Elektrische hoogte- en rugleuningverstelling
- Uitstekende kwaliteit en afwerking in RAL9010 (Fresh kleur)
- Inclusief handige accessoires voor directe inzet in de praktijk
- Ergonomisch en comfortabel voor zowel patiënt als behandelaar
- Duurzaam geproduceerd en geschikt voor intensief professioneel gebruik

Met deze **complete Praxis 3 set** beschikt u over een direct inzetbare, professionele oplossing voor uw praktijkruimte.

Deze set wordt standaard in de **Fresh kleurenlijn geleverd**. Deze bestaat uit **34 kleuren**, vrij te kiezen zonder meerprijs.

Zie afbeelding voor de beschikbare kleurenstalen van de Fresh lijn, indien U een andere kleur wenst dan deze op de

afbeeldingen, gelieve dan éérs contact op te nemen met Uw vertrouwde vertegenwoordiger aub.

Specificaties

Merk	Wesseling
Product afmetingen	B 70 cm
sku	1625153
Hoogteverstelbaar	Ja
Type verpakking	Stuk