

## 1560135 - Aspiratiesonde PVC - CH16 - 48 cm - oranje - (1 dist + 1 lat. opening) - steriel - 1 x 100 st



### Beschrijving

Flexibele aspiratiesonde met dubbel oog om toegang tot de luchtwegen vrij te maken van afscheidingen. De sonde heeft een gladde slang zonder scherpe randen, is transparant en knikbestendig.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Pennine
<b>Product afmetingen</b>	L 48 cm
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Samenstelling</b>	PVC
<b>sku</b>	1560135
<b>Diameter sonde</b>	Ch 16
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Pak