

1017839 - Seca 210 mobiele baby meetmat - 10 tot 99 cm - 1 st



Beschrijving

De seca 210 is een lichte en ruimtebesparende oplossing voor de precieze meting van de lengte van zuigelingen en peuters terwijl ze liggen. De seca 210 is zacht voor de huid en is toch wasbaar en opvouwbaar. Het vaste hoofddeel en de schuivende voetaanslag zorgen voor eenvoud in gebruik.

- Lichtgewicht en eenvoudig te reinigen, geschikt voor in de handel verkrijgbare ontsmettingsmiddelen
- Vast hoofdstuk en voetpositieschuif zorgen voor gebruiksgemak
- Meetmat kan worden opgerold voor eenvoudig transport en ruimtebesparende opslag

Specificaties

Merk	Seca
Telescopisch	Nee
Demonteerbaar	Nee
Connecteerbaar met weegschaal	Nee
sku	1017839
Gradatie meetlat	5 mm
Meetbereik	10 - 99 cm
Type meetlat	Baby meetmat
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk