

1517648 - Ergoselect 100



Beschrijving

Ergoselect 100 - versie zonder bloeddrukmeting. De klassieke ergometer voor inspannings-ECG. Deze ergometer beschikt over vrij definieerbare ergometrieprogramma's, een intuïtieve bediening en universele interfaces (digitaal, analoog, start op afstand) voor aansluiting op alle electrocardiografen en ECG-pc's. Verkrijgbaar met een groot aantal opties en accessoires.

Specificaties

Merk	Ergoline
sku	1517648
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk