

1577113 - Linido toiletsteun met hulppoot - 1 st



Beschrijving

Toiletsteun met hulppoot biedt steun bij het gaan zitten en opstaan van het toilet.

Voor personen met beperkte kracht en balans is het opstaan en gaan zitten op het toilet soms lastig. Een extra steuntje om op te staan kan voldoende zijn om zelfstandig het toilet te kunnen blijven gebruiken.

De Ready for life™ armleuningen met hulppoten bieden precies die extra support om het bestaand toilet weer geschikt te maken voor veilig gebruik, zonder blijvende beschadigingen of permanente aanpassingen.

Er wordt gebruik gemaakt van de aanwezige gaten in het keramiek, waarop ook de toiletbril gemonteerd wordt. De armleuningen met hulppoten steunen af op de grond. De hulppoten zijn in hoogte verstelbaar en hierdoor geschikt voor toilethoogtes van 400 – 500 mm.

Door de gesloten vormgeving van de armleuningen blijven kledingstukken niet hangen. De armleggers bieden extra comfort aan zowel de onderarmen tijdens het toiletbezoek als aan de handen tijdens het gaan zitten en weer opstaan.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	PH10540
sku	1577113
Type verpakking	Stuk