

1627479 - Thorax catheter - gebogen rechts - 53 cm - Ch 32 - 1 st



Beschrijving

De thoracale katheter wordt tijdens de operatie in de pleurale ruimte geplaatst en aangesloten op een thoraxdrainagesysteem.

De thoracale katheter is voorzien van een schaalverdeling in stappen van 1 cm, beginnend bij het proximale zijzoog, zodat de plaatsing veilig kan worden gecontroleerd.

Specificaties

Merk	Dahlhausen
Samenstelling	PVC, barium sulphate
sku	1627479
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
	Nee
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk