

1543559 - Digitale weegschaal PS25 - 34 x 34,5 cm - 180 kg - 1 st



Beschrijving

Tijdloze weegschaal met een extra groot design, inschakeltechnologie (Quick Start), automatische uitschakeling, een overbelasting indicator en een maximum draagvermogen van 180 kg.

Specificaties

Merk	Beurer
Geheugen	Nee
CNK-code	CNK 3059-011
Gekalibreerd	Nee
Max. gewicht	180 kg
Met meetlat	Nee
BMI indicatie	Nee
Bebat tax	0.05 EUR
Automatisch step-on functie	Ja
Automatische switch-off functie	Ja
Samenstelling	Kunstof
sku	1543559
Gradatie weegschaal	100 g
Klasse weegschalen	nvt
Type weegschaal	Digitale vlakke weegschalen
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk