


1559545 - Dover - standaard - 2-weg - foley verblijfsonde - met ballon - 10 ml - silicone - 42 cm - Ch 18 - 1 x 10 st



Beschrijving

2-wegse foley verblijfsonde met ballon van 5 ml die vervaardigd is uit 100% silicone en heeft een maximum gebruiksduur van 6 weken. De sonde vermindert de kans op latexallergie.

Specificaties

Merk	Cardinal Health
Lengte sonde	42 cm
Samenstelling	100% Silicone
Latex vrij	Ja
sku	1559545
Diameter sonde	Ch 18
Geslacht	Unisex
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Doos