1631196 - CryoPen XPS - kit de démarrage



Déscription

Petit mais puissant : le CryoPen XPS est la version compacte du CryoPen XP, conçue pour une utilisation intensive et variée dans la pratique quotidienne. L'appareil est destiné au traitement par cryothérapie des lésions cutanées bénignes. Le CryoPen délivre un jet extrêmement précis de protoxyde d'azote (N?O), appliqué directement sur la lésion. Vous traitez ainsi de manière ciblée, avec un impact minimal sur les tissus environnants.

Le CryoPen XPS convient au traitement d'un large éventail de lésions bénignes, notamment :

- acrochordons (fibromes mous), kératose actinique et chéilite actinique hémangiome
- capillaire et granulome annulaire
- verrues filiformes, planes, vulgaires, plantaires et anogénitales
- molluscum contagiosum et kératose séborrhéique

Le CryoPen XPS est livré sous forme de **kit de démarrage**, pour que vous puissiez commencer immédiatement. Le kit comprend **l'appareil, deux applicateurs et 12 cartouches** de 8 g N_20. Les applicateurs sont adaptés à la taille de la lésion : l'applicateur à bague bleue pour les lésions de 1 à 3 mm et celui à bague argentée pour les lésions de 2 à 4 mm. Une fois insérée, une cartouche conserve sa pleine pression pendant plusieurs semaines. Conservez les cartouches à température ambiante.

Arseus Medical Group nv/sa - Rijksweg 10 - 2880 Bornem - Belgium
T 0800 76 988 - F 0800 76 989 - info.care@arseus-medical.be
BTW BE 0822 887 226 - RPR Mechelen - www.arseus-medical.be

ARSEUS MEDICAL
Part of Arseus Medical Group

Spécifications

Marque	H&0 Equipments
sku	1631196
Applicateurs inclus	Anneau bleu (1 - 3 mm) Anneau gris (2 - 4 mm)
Catégorie cryothérapie	Cryopen
Convient pour	Cartouches 8g N2O
Grammage cartouches N2O	8 grammes (pour 100 sec)
Type d'emballage	Pièce
Utilisateurs	Dentistes Dermatologues Gynécologues Généralistes Ophtalmologistes
Utilisation	Utilisation intensive et variée