1551629 - Midi Parasep Formol/Triton Ethyl Acetate (voor CMA) - 1 x 40 st



Beschrijving

Single use in vitro diagnostic device voor fecale concentratie van Helminth eieren en larven/protozoale cysten en oöcysten. Te gebruiken door CMA.

Voordelen voor de veiligheid en de gezondheid

- Volledig gesloten/verzegeld proces
- Verminderd reagensvolume
- Geen reiniging nodig
- Single use, geen staalverontreiniging

Inhoud: 6 ml formaline/Triton-X & 80 ml ethylacetaat.

Specificaties

Merk	Apacor
sku	1551629
Europese Regelgeving	IVDR 2017/746
Type verpakking	Set